

Mit weniger Anstrengung mehr Sprache verstehen



Bei diesen Hörsystemen profitieren Sie von mehr Sprachklarheit bei geringerer Höranstrengung in lauter Umgebung im Vergleich zu den Vorgängergenerationen unserer SuperPower- und UltraPower-Hörsysteme.

Wir wissen, dass Ihr aktuelles Hörsystem ein zuverlässiger Begleiter für Sie ist. Aber wenn die Technologie wie jetzt mit Oticon Xceed einen riesigen Schritt nach vorne macht, sollten Sie den Test wagen. Er lohnt sich, weil Oticon Xceed ein echter Gewinn für Ihre Lebensqualität sein kann.

Oticon Xceed


- ✓ 360°-Zugang zu Sprache
- ✓ Weniger Höranstrengung
- ✓ Besonders klarer Klang mit mehr Details
- ✓ Vermeidung von störenden Rückkopplungen
- ✓ Einfache Bluetooth®-Verbindung zu vielen Geräten



www.oticon.de

oticon
PEOPLE FIRST

Ihr Hörakustiker:



90006309 / D-Hamburg-8.2019 - DE910215000 - Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten.

OTICON | Xceed

Eröffnen Sie sich die ganze Welt der Hör-Power

Für Menschen mit hochgradiger
Hörminderung



Wer hochgradig schwerhörig ist, hat es bei Unterhaltungen mit Freunden, Kollegen und in der Familie extrem schwer. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Sie dann nicht wirklich an den Gesprächen teilnehmen können, weil Sie nur mit der Person vor Ihnen sprechen können oder sich aufs Zusammenreimen und Lippenlesen verlassen müssen. Wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen, wird es noch schwieriger, das Gesagte zu verstehen. Wahrscheinlich wissen Sie, wie ermüdend das sein kann.

Sie erfahren hier, wie die neue, einzigartige Technologie von Oticon Xceed Ihnen nachweislich einen besseren Zugang zu Sprache als jemals zuvor bietet.



oticon
PEOPLE FIRST



Konventionelle Technologie

Gedämpfte Wahrnehmung der Umgebung - kein Zugang zu allen Sprechern

Die meisten Hörsysteme verbessern das Sprachsignal, indem sie sich auf die Person vor Ihnen konzentrieren. Alle anderen Gesprächspartner und Klänge werden als Störgeräusche unterdrückt.

Diese „Störgeräusche“ beinhalten allerdings oft wichtige Sprachdetails, ohne die es sehr schwierig und ermüdend werden kann, dem Gespräch zu folgen.* Darüber hinaus wird das Hörerlebnis schnell unnatürlich.

Neuer Ansatz gegen Rückkopplung

Konventionelle Hörsysteme lösen das Rückkopplungsproblem, indem sie die Verstärkung absenken. Dadurch leidet das Sprachverstehen. Der patentierte OpenSound Optimizer™ sorgt über den ganzen Tag für ein klares Sprachsignal, bei dem das Pfeifen deutlich seltener auftritt.**



Neue Technologie

Oticon Xceed bietet Ihnen ein 360°-Klangerlebnis

Mit Oticon Xceed hören Sie relevante Sprache 360° um Sie herum, mit weniger Lärm und weniger Höranstrengung.

Als weltweit einziges SuperPower- oder UltraPower-Hörsystem bietet Ihnen Oticon Xceed ein Klangerlebnis mit einem 360°-Zugang zu Sprache und relevanten Klängen, während die hochentwickelte Lärmreduktion dafür sorgt, dass Sie sich beim Verstehen weniger anstrengen.

Sie können bei Gesprächen mit mehreren Menschen wieder mehr mittendrin sein und sich besser merken, was diese gerade gesagt haben.***

BrainHearing™

Die BrainHearing-Technologie von Oticon Xceed scannt Ihre Umgebung 500-mal pro Sekunde. Damit hat Ihr Gehirn ständigen Zugang zu den Klängen um Sie herum, was der natürlichen Art zu hören und zu verstehen entspricht.

Ihre nachweisbaren BrainHearing-Vorteile:***

- Mehr Sprachklarheit
- Weniger Höranstrengung
- Besseres Kurzzeitgedächtnis



* Hornsby et al, 2016
 ** Für Anpassungen, die gemäß Best Practice mit der vorgeschriebenen Zielkurve durchgeführt werden.
 Callaway 2019, Oticon Whitepaper
 *** Ng 2019, Oticon Whitepaper

Oticon Xceed lässt sich kabellos mit jedem modernen Smartphone verbinden und bietet Ihnen die Nutzung des umfangreichen Zubehörprogramms mit direktem Streaming in Stereo-Qualität:

- Genießen Sie den Ton von Fernseher, Festnetztelefon oder Computer direkt in Ihren Hörsystemen.
- Verwandeln Sie Ihre Hörsysteme in kabellose Kopfhörer.
- Regeln Sie über Fernbedienung, ConnectClip oder Oticon ON App die Lautstärke und Programme der Hörsysteme.
- Über die Oticon ON App haben Sie Zugriff auf das Internet der Dinge, die HearingFitness™-Technologie und den OpenSound Booster, der mehr Lärmreduktion aktiviert.
- Der ConnectClip ermöglicht freihändige Telefonate, kann als externes Mikrofon bei Vorträgen eingesetzt werden oder macht die Hörsysteme zu Wireless-Headsets.



Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Das neue Oticon Xceed ist in sieben Farben und abhängig von Ihrer Hörminderung in zwei Ausführungen erhältlich.



SuperPower-Hörsystem



UltraPower-Hörsystem



Oticon Xceed ist robust und sehr zuverlässig. Es hat die IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubresistenz.



Mit dem Leben verbunden